

# Tutorial de Instalação do VetPet

## Passo 1: Baixar o Sistema VetPet

1. **Baixar o arquivo ZIP** do sistema **VetPet**.
2. **Extraia** o arquivo ZIP para uma pasta no seu computador (ex: `C:\VetPet`).

## Passo 2: Instalar o WAMP

1. **Baixar e instale o WAMP:**
  - Vá até o site do WAMP e baixe a versão para Windows.
  - Siga o assistente de instalação e complete o processo.
2. **Abra o WAMP:**
  - Após a instalação, abra o WAMP. Um ícone verde aparecerá na barra de tarefas, indicando que o servidor está funcionando.

## Passo 3: Copiar os Arquivos para o WAMP

1. **Abra a pasta do WAMP:**
  - Vá para `C:\wamp64\www\` (ou `C:\wamp\www\` dependendo da versão).
2. **Copie a pasta VetPet:**
  - Copie a pasta onde você extraiu o sistema **VetPet** e cole dentro da pasta `www`.

## Passo 4: Criar o Banco de Dados

1. **Abra o phpMyAdmin:**
  - No navegador, acesse `localhost/phpmyadmin/`
2. **Criar o banco de dados:**
  - No phpMyAdmin, clique em **Banco de Dados**.
  - Digite o nome `vetpet` e clique em **Criar**.

3. **Importar o arquivo SQL** (se fornecido):

- Se houver um arquivo .sql, selecione o banco de dados criado e clique em **Importar**.
- Escolha o arquivo .sql e clique em **Executar**.

**Passo 6: Acessar o Sistema**

1. **Abra o navegador** e acesse localhost/VetPet/
2. O sistema VetPet deve ser carregado e você poderá começar a usar!